

ヴィンテージハロー オペーク専用液 - L

長時間操作作用

ヴィンテージハロー オペーク専用液 - L は、ヴィンテージハロー オペーク専用液と比べ、より乾燥を防ぎ湿潤状態を持続させることのできるオペーク用の湿潤液です。

【使用方法】

- ・ ヴィンテージハロー オペーク専用液の代わりにご使用ください。
- ・ ヴィンテージハロー オペーク専用液と混ぜて操作性を調整することができます。
- ・ 本液の使用に際して焼成スケジュールは変わりません。
- ・ 歯冠色陶材にはヴィンテージモデリングリキッドをご使用ください。

【使用上の注意】

1. 練和物が乾いて液を追加する場合は、ヴィンテージハロー オペーク専用液を使用してください。
2. 使用後は必ず蓋をして、水分の蒸発を防止してください。
3. 説明書に記載の用途以外には使用しないでください。

【用途】

ヴィンテージハロー オペークの湿潤液

【包装】

ヴィンテージハロー オペーク専用液 - L 50mL

03:2019-03



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

<http://www.shofu.co.jp>

本社 ● 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11-TEL.(075)561-1112(代)

VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID-L

EN

VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID-L is mixing liquid for VINTAGE Halo Opaque porcelain powder to keep porcelain mixture moist for longer time than VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID, allowing users to work longer with VINTAGE Halo Opaque porcelain in optimal consistency.

DIRECTIONS FOR USE

- Use this liquid instead of VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID.
- This liquid can be mixed with VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID to obtain optimal consistency.
- Firing schedule is the same as when VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID is used.
- Use VINTAGE MODELLING LIQUID for VINTAGE Halo Body porcelain.

NOTE ON USE

1. When the mixture loses optimum moisture, always add some VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID for alteration.
2. Tightly close the bottle cap after each use to avoid evaporation.
3. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these instructions for use.

INDICATIONS FOR USE

Mixing liquid for VINTAGE Halo Opaque porcelain powder

PACKAGE

VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID-L 50 mL

03:2019-03



Manufacturer

SHOFU INC., 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

[EC REP] SHOFU DENTAL GmbH Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

www.shofu.com

DE

VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID-L ist ein Mix-Liquid für VINTAGE Halo Opaque Porzellanpulver, um Porzellan-Mischung für längere Zeit feucht zu halten, als VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID, sodass Anwender länger mit VINTAGE Halo Opaker-Porzellan in optimaler Konsistenz arbeiten können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Verwenden Sie dieses Liquid anstelle von VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID.
- Diese Liquid kann mit VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID gemischt werden, um eine optimale Konsistenz zu erhalten.
- Brennplan ist der Gleiche als wenn VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID verwendet wird.
- Verwenden Sie VINTAGE MODELLING LIQUID für VINTAGE Halo Körper-Porzellan.

ZUM GEBRAUCH

1. Wenn die Mischung die optimale Feuchtigkeit verliert, fügen Sie immer etwas VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID zur Änderung hinzu.
2. Verschließen Sie nach jedem Gebrauch die Flasche dicht, um Verdunstung zu vermeiden.
3. Benutzen Sie dieses Produkt für keine anderen Zwecke, außer für die spezifisch genannten, welche in der Bedienungsanleitung beschrieben wurden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mischen Sie Liquid für VINTAGE Halo Opaque Porzellanpulver

PAKET

VINTAGE Halo OPAQUE LIQUID-L 50 mL

03:2019-03