



Dura-Green Stones Fine



Manufacturer

SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

SHOFU DENTAL CORPORATION
1225 Stone Drive, San Marcos,
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
10 Science Park Road, #03-12,
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

02:2017-12
SSDM000032

EN

READ CAREFULLY BEFORE USE

FR

LISEZ TRÈS ATTENTIVEMENT
AVANT UTILISATION

ES

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO

PT

LEIA ATENTAMENTE
ANTES DE UTILIZAR

Dura-Green Stones Fine are impregnated with Silicon Carbide grains in a glass binder. Dura-Green Stones Fine are intended for contouring and finishing porcelain and composite.

PRECAUTIONS

- Never exceed the maximum permissible rotation speeds.
- Insert the shank completely into the chuck of the handpiece.
- Do not use damaged or defective instruments i.e. corrosion, surface flaw, deformation, dirt and exposure of shank due to repeated use.
- Perform test run to check safety and smooth operation without run-out prior to use.
- Avoid any use at acute angles or with excessive pressure.
- Use local dust extractor and protective equipment while using.
- Avoid exposure to moisture, corrosive chemical and its vapor. Keep away from external pressure (physical load) and avoid contamination.
- This product is intended for use by dental professionals only.
- Do not use this product for any purposes other than the intended use.

MAXIMUM PERMISSIBLE ROTATION SPEED

Dura-Green Stones Fine	30,000 min ⁻¹
------------------------	--------------------------

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

Les Dura-Green Stones Fine sont imprégnés de grains en carbure de silicium dans un liant de verre. Les Dura-Green Stones Fine sont destinées au contour et à la finition de porcelaine et composite.

PRÉCAUTIONS

- Ne jamais dépasser les vitesses de rotation maximales autorisées.
- Insérer l'intégralité de la tige dans le mandrin de la pièce à main.
- Ne pas utiliser des instruments endommagés ou présentant un défaut, comme des traces de corrosion, un défaut de surface, une déformation et une exposition de la tige due à une utilisation répétée.
- Contrôler que la fraise tourne rond et sans ballant en la faisant tourner à vide avant chaque utilisation.
- Éviter toute utilisation à angles aigus ou avec une pression excessive.
- Utiliser un aspirateur local et un équipement de protection pendant l'utilisation.
- Éviter l'exposition à l'humidité et aux vapeurs chimiques corrosives. Tenez à l'écart de toute pression extérieure physique (charge) et évitez les contaminations.
- L'usage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que l'utilisation prévue.

VITESSE MAXIMALE DE ROTATION AUTORISÉE

Dura-Green Stones Fine	30 000 min ⁻¹
------------------------	--------------------------

Dura-Green Stones Fine están impregnadas con granos de carburo de silicio en un aglutinante de vidrio. Dura-Green Stones Fine están destinadas para el contorneado y el acabado en porcelana y composite.

PRECAUCIONES

- No supere nunca las velocidades de rotación máximas permitidas.
- Introduzca completamente el mango en el portabrocas de la pieza manual.
- No use instrumentos dañados o defectuosos, es decir, con corrosión, defectos en la superficie, deformación, suciedad o exposición del mango debida al uso repetido.
- Realizar el test de funcionamiento para comprobar que funciona de forma segura y suave sin pararse antes de usarlo.
- Evite usar ángulos agudos o con excesiva presión.
- Use un extractor de polvo local y equipo de protección durante el uso.
- Evitar la exposición a la humedad, a las sustancias químicas corrosivas y a sus vapores. Manténgalos alejados de presiones externas (cargas físicas) y evite su contaminación.
- Este producto ha sido diseñado para uso exclusivo por profesionales dentales.
- No utilice este producto para otros propósitos que no sean los designados.

VELOCIDAD MÁXIMA PERMISIBLE DE ROTACIÓN

Dura-Green Stones Fine	30.000 min ⁻¹
------------------------	--------------------------

Dura-Green Stones Fine são impregnadas com grãos de Carboneto de Silício numa liga de vidro. Dura-Green Stones Fine destinam-se a fazer contorno e acabamento de porcelana e compósito.

PRECAUÇÕES

- Nunca exceder as velocidades máximas de rotação admissíveis.
- Inserir a haste completamente no mandril da peça de mão.
- Não utilizar instrumentos danificados ou com defeitos, como corrosão, falha da superfície, deformação, sujidades e exposição da haste devido a utilização repetida.
- Realize um teste para verificar a segurança e bom funcionamento sem deslocamento antes da utilização.
- Evitar qualquer utilização em ângulos agudos ou com pressão excessiva.
- Utilizar sistema de aspiração local de pó e equipamento de proteção durante a utilização do produto.
- Evitar a exposição à humidade, químicos corrosivos e seu vapor. Mantenha-os afastados de pressão externa (cargas físicas) e evite contaminações.
- Este produto destina-se somente à utilização por profissionais da área odontológica.
- Não utilizar este produto para quaisquer outros fins diferentes da utilização prevista.

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL

Dura-Green Stones Fine	30.000 min ⁻¹
------------------------	--------------------------